


CHIROPRAKTIK-LIEGE · ELEKTRISCH

ALMA PRO

Ref. EL07BPRO23SL.2.A66.GF



Maßzeichnung



Neu gestalteter Chiropraktik-Tisch mit breitem Funktionsumfang – für Drop-, Flexions- und Distractionstechniken. Verstellbare Kopfsektionen erhöhen die Vielseitigkeit; Spannungsregler und abnehmbare T-Bar-Flexionssteuerung erlauben freie Bewegung rund um den Tisch.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL07BPRO23SL.2.A66.GF
Kategorie	Chiropraktik-Manipulationstisch
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	185 – 200 cm
Breite	65 / 55 cm
Höhenverstellung	56 – 90 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch (Hi-Lo), Fußleiste
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	7,5 cm
Schaumdichte	100 kg/m³

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Garantie	2 Jahre auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)
----------	--

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhen- (Hi-Lo) und Traktionsverstellung über Fußleiste und Taste
- Kopfteil: breitenverstellbare Polsterplattform, Gasdruck-Kopfstütze ($\pm 20^\circ$), Höhenverstellung 10 cm, seitliche Bewegung $\pm 15^\circ$
- Hilfsgurte inklusive
- Vier Drop-Sektionen: zervikal, thorakal, lumbal und pelvin
- Motorisch verstellbarer Lumbaltraktionsmechanismus
- Abdominale Trennung: Thorakalteil höhenverstellbar für vielfältigere Behandlungsansätze
- Vertikale Spannungsregelung und horizontale Flexion am Unterkörper über T-Bar
- 4 einziehbare Rollen mit Zentralarretierung für einfachen Transport

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 176 × 72 × 74 cm · Versandgewicht ca. 118 kg · Packvolumen 0,94 m³