


CHIROPRAKTIK-LIEGE · ELEKTRISCH

APPA

Ref. ELT08F.1.A66.WF



Maßzeichnung



Hochwertiger Chiropraktik-Behandlungstisch mit Mittelsäule. 6 Sektionen und elektrische Höhenverstellung über Fußschalter. 4 per Pedal verstellbare Drops: Cervical, Thorakal, Lumbal und Pelvis. Langlebiger, antibakterieller Bezug. 2 Jahre Garantie.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	ELT08F.1.A66.WF
Kategorie	Chiropraktik-Manipulationstisch
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	185 – 198 cm
Breite	62 / 55 cm
Höhenverstellung	60 – 80 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch (Hi-Lo), Fußleiste
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	23 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	7 cm
Schaumdichte	100 kg/m³
Bezugsfarben	Blau oder Dunkelgrau

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	2 Jahre auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Höhenverstellung über Fußschalter
- Kopfstütze in Höhe und Öffnung verstellbar
- Ausziehbare Fußstütze
- 4 per Pedal verstellbare Drops: zervikal, thorakal, lumbal und pelvin
- Elegantes Design mit zwei Einweg-Rollen
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Papierrollenhalter inklusive

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 201 × 73 × 82 cm · Versandgewicht ca. 152 kg · Packvolumen 1,2 m³