


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

BATEC

Ref. 75.EL02C.2.A66.WF



Maßzeichnung



Robuster Zwei-Sektionen-Kardiologietisch für hohe Belastbarkeit und Patientenkomfort. Bezug mit abgesteppten Kanten, zentral feststellbare Rollen, elektrische Rückenlehne und zwei kardiologische Aussparungen für optimalen Zugang. Serienmäßiger Fußschalter – ohne Montage sofort einsatzbereit.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	75.EL02C.2.A66.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 70 cm
Höhenverstellung	58 – 102 cm
Rückenteil-Winkel	+75°

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
------------------	-------------------------------------

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m³

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Rückenlehne für sanften, mühelosen Betrieb
- Zwei kardiologische Aussparungen für leichteren Patientenzugang
- Komfortabler Bezug mit abgesteppten Kanten für höhere Langlebigkeit
- Zentral feststellbare Rollen
- Serienmäßiger Fußschalter – ohne Montage sofort einsatzbereit
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 199 × 75 × 61 cm · Versandgewicht ca. 65 kg · Packvolumen 0,91 m³