


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

BOBATH

Ref. EL02W.1.A66.WF



Maßzeichnung



Zwei-Sektionen-Bobath-Tisch für Rehabilitation und Behandlung neuromotorischer Störungen. Große Liegefläche mit viel Platz für Patient und Therapeut. Drei Gesichtsöffnungen mit Stopfen für maximale Flexibilität.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL02W.1.A66.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	190 × 120 cm
Höhenverstellung	49 – 93 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit 3 Gesichtsöffnungen und Stopfen
- Extrabreite Liegefläche: 120 cm
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 194 × 124 × 53 cm · Versandgewicht ca. 101 kg · Packvolumen 1,28 m³