


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

BROM

Ref. EL03E.1.A66.WF



Maßzeichnung



Drei-Sektionen-Behandlungstisch für medizinische Zentren, mit Gesichtsöffnung und Stopfen. Elektrische Höhenverstellung; Rücken- und Beinteil per Gasdruckfeder. Papierrollenhalter serienmäßig.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL03E.1.A66.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	3

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 70 cm
Höhenverstellung	48 – 92 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³
Bezugsfarben	Blau oder Grau

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufende Steuerung
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 186 × 70 × 54 cm · Versandgewicht ca. 65 kg · Packvolumen 0,7 m³