

FAHRDREHHOCKER MIT ARMLEHNE

# CORE

Ref. MA15AR.A66



Runder Hocker mit 360°-Schwenkarmlehne für leichte Bewegung und Anpassung an verschiedene Arbeitspositionen. Beweglicher Drehsitz zur Druckentlastung der Beine – für Komfort und Ergonomie im Dauereinsatz.

## PRODUKT

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Hersteller | COINFYCARE                  |
| Referenz   | MA15AR.A66                  |
| Kategorie  | Fahrdrehhocker mit Armlehne |
| Ausführung | Gaslift, drehbar            |

## ABMESSUNGEN

|                  |            |
|------------------|------------|
| Sitzdurchmesser  | 40 cm      |
| Höhenverstellung | 48 – 64 cm |
| Fußkreuz         | Ø 58 cm    |

## ANTRIEB & BEDIENUNG

|                  |         |
|------------------|---------|
| Höhenverstellung | Gaslift |
|------------------|---------|


## POLSTERUNG & BEZUG

|              |      |
|--------------|------|
| Polsterdicke | 7 cm |
|--------------|------|

## LEISTUNG & KONFORMITÄT

|               |        |
|---------------|--------|
| Belastbarkeit | 160 kg |
|---------------|--------|

### Maßzeichnung



### Merkmale & Ausstattung

- Runder Hocker mit 360°-Schwenkarmlehne
- Beweglicher Drehsitz zur Druckentlastung der Beine
- Für den ergonomischen Dauereinsatz

**VERSAND & VERPACKUNG** Verpackungsmaß 57 × 25 × 55 cm · Versandgewicht ca. 14 kg · Packvolumen 0,08 m³