

FAHRDREHHOCKER

DISK

Ref. MA03.A60



Professioneller Hocker mit rundem Polstersitz für Medizin-, Kosmetik- und Physiotherapiepraxen. Verchromtes Fünf-Fuß-Fahrgestell mit Rollen und Gaslift zur komfortablen Höhenverstellung. Funktional und langlebig.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	MA03.A60
Kategorie	Fahrdrehhocker
Ausführung	Gaslift, drehbar

ABMESSUNGEN

Sitzdurchmesser	35 cm
Höhenverstellung	50 – 65,5 cm
Fußkreuz	Ø 48 cm


ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	Gaslift
------------------	---------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	160 kg
Gewicht	4,5 kg

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Runder, gepolsterter Sitz
- Verchromtes Fünf-Fuß-Gestell mit Rollen
- Polstermaterial: PU
- Für Medizin-, Kosmetik- und Physiotherapiepraxen

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 43 × 15 × 43 cm · Versandgewicht ca. 5 kg · Packvolumen 0,03 m³