


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

ENID PRO

Ref. EL02PRO23SL.1.A66.GF



Maßzeichnung



Robuster Zwei-Sektionen-Behandlungstisch für intensivste Anwendungen in Physiotherapie und Medizin. Elegantes Design, hochwertige Ausstattung und serienmäßiger umlaufender Fußschalter – einfach auspacken und sofort einsatzbereit.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL02PRO23SL.1.A66.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm
Rückenteil-Winkel	+70° / -20°

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m³
Bezugsfarben	Blau oder Grau

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Sehr langlebiger, schwer entflammbarer Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 199 × 70 × 50 cm · Versandgewicht ca. 81 kg · Packvolumen 0,7 m³