

UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · FIX

FIX

Ref. FIXMT02.A66.WF



Feste Behandlungsliege – das Arbeitspferd jeder Praxis. Flach verpackt, in zwei Minuten montiert; weißer Rahmen mit dunkelgrauem Bezug. Strapazierfähiger, antibakterieller Bezug, in Blau oder Grau erhältlich.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	FIXMT02.A66.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Fix
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 70 cm
Höhe (fest)	70 cm
Rückenteil-Winkel	0° – 75°


POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	225 kg
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Rückenlehnenwinkel: 0° bis 75°

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 197 × 73 × 14 cm · Versandgewicht ca. 38 kg · Packvolumen 0,2 m³