


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

GALLEY

Ref. EL05ARSL.2.A66.SH.GF



Maßzeichnung



Sieben-Sektionen-Physiotherapietisch für vielfältige Anwendungen. Verstellbare Armlehnen am Kopfteil für die Bauchlage. Zwei Motoren (Höhe und elektrische Kyphose). Mittelteil mit klappbaren Armlehnen (bis 90 cm Breite) und Papierrollenhalter.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL05ARSL.2.A66.SH.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	7

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	51 – 94 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³
Bezugsfarben	Grau

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufende Steuerung
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Serienmäßiges Sicherheits-Verriegelungssystem
- Armlehnen am Kopfteil
- Klappbare Armlehnen im Mittelteil (bis 90 cm Breite)
- Bezug aus sehr langlebigem, schwer entflammbarem Vinyl
- Bezugsfarbe: Grau

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 195 × 70 × 58 cm · Versandgewicht ca. 76 kg · Packvolumen 0,79 m³