


GUTH PRO

Ref. EL022PRO23SL.1.A66.SH.WF



Maßzeichnung



Elektrischer Behandlungstisch mit 2 Sektionen und Armlehnen sowie Multipositions-Kopfstütze für erweiterte Behandlungs- und Untersuchungsmöglichkeiten. Ergonomisch und sicher für Patient und Behandler.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL022PRO23SL.1.A66.SH.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	202 × 68 cm
Höhenverstellung	43 – 93 cm
Kopfteil-Winkel	-55° bis +45°

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016

Merkmale & Ausstattung

- Verstellbares Kopfteil mit Winkel von -55° bis +45°
- Elektrischer Hi-Lo-Betrieb über umlaufende Fußleiste
- Schlankes Design mit abgerundeten Beinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Armlehnen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis verdeckt technische Komponenten – leicht zu reinigen
- Bezug: schwer entflammbares PVC-Vinyl gemäß BS 5852, beständig gegen Flecken, Schimmel und Verschleiß