

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF



Behandlungstisch mit kurzem Kopfteil als solide, stabile Plattform. Gasdruck-unterstützte Rücken- und Kopfsektion sowie ruhiglaufendes elektrisches Hi-Lo-Hubsystem – ausgewogenes Verhältnis von Leistung, Funktion und Preis.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL03PRO23.1.A66.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	3

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TiMOTION, hochzuverlässig

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³



FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
---------------	--------

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Verstellbarer Winkel: Kopfteil –55° bis +45°, Beinteil 0° bis +75°
- Elektrisches Hi-Lo-System über umlaufende Fußleiste
- Schlankes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Komponenten – leicht zu reinigen

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 195 × 60 × 50 cm · Versandgewicht ca. 94 kg · Packvolumen 0,58 m³