

UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · HYDRAULISCH

KEND PRO

Ref. EL03PRO29.A66.WF



Tisch mit kurzem Kopfteil als solide, stabile Plattform für professionelle Behandlungen. Gasdruck-unterstützte Rücken- und Kopfsektion sowie ruhiglaufendes Hi-Lo-Hubsystem. Optimierter Zugang und bessere Ergonomie.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL03PRO29.A66.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Hydraulisch (Hi-Lo)
Sektionen	3

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	hydraulisch, Seitenpedal
------------------	--------------------------

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m³



FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
---------------	--------

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Verstellbarer Winkel: Kopfteil -55° bis +45°, Beinteil 0° bis +75°
- Hydraulisches Hi-Lo-System über seitliches Fußpedal
- Schlankes Design mit abgerundeten Rahmenbeinen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsoffnung und Stopfen für maximalen Komfort in Bauchlage
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Komponenten – leicht zu reinigen

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 195 × 66 × 48 cm · Versandgewicht ca. 87 kg · Packvolumen 0,62 m³