

UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · HYDRAULISCH

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF



Bei Physiotherapeuten sehr beliebt: ruhiges, langlebiges hydraulisches Hub-/Senksystem über Seitenpedal und großer Bewegungsumfang von Kopfstütze und Rückenlehne. Optimale Patientenlagerung bei reduzierter Belastung des Behandlers.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL032PRO29.A66.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Hydraulisch (Hi-Lo)
Sektionen	3

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	hydraulisch, Seitenpedal
Hubzeit	12 s

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³


FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
---------------	--------

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Verstellbarer Winkel: Kopfteil –55° bis +45°, Beinteil 0° bis +75°
- Hydraulische Höhenverstellung (Hi-Lo) über Seitenpedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenfüßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsoffnung und Stopfen sowie gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Teile – leicht zu reinigen

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 199 × 70 × 50 cm · Versandgewicht ca. 85 kg · Packvolumen 0,7 m³