


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

NOTT PRO

Ref. EL05PRO23SL.2.A66.SH.GF



Maßzeichnung



Fünf-Sektionen-Physiotherapietisch für vielfältige Anwendungen. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil für die Bauchlage. Zwei Motoren: Höhenverstellung und elektrische Kyphose. Papierrollenhalter serienmäßig.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL05PRO23SL.2.A66.SH.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	5

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³
Bezugsfarben	Blau oder Grau

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Mittelteil verstellbar (elektrische Kyphose)
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Rückenlehne mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 193 × 70 × 51 cm · Versandgewicht ca. 98 kg · Packvolumen 0,69 m³