

GYNÄKOLOGISCHER UNTERSUCHUNGSSTUHL

OB

Ref. EL3603.2.A66.WF



Elektrischer gynäkologischer Untersuchungsstuhl für allgemeine Untersuchungen – unverzichtbar in Klinik, Gesundheitszentrum und Praxis. Zwei Motoren für Sitzhöhe und Neigung sorgen für optimale Handhabung; grauer Medizin-PVC-Bezug, hoch beständig und leicht zu reinigen.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL3603.2.A66.WF
Kategorie	Gynäkologischer Untersuchungsstuhl
Ausführung	Elektrisch

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	185 cm
Breite	60 cm
Höhenverstellung	62 – 104 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³


FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Verstellung von Sitzhöhe und Neigung über Pedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Beinen für mehr Sicherheit
- Inkl. Fußstützen und Beinhalter
- Inkl. Abfallschale und Seitengeländer
- Zwischensektion für allgemeine Nutzung
- Bezug: hochbeständiges PVC-Vinyl, beständig gegen Feuer, Flecken, Schimmel, Öl, Wasser und Verschleiß

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 148 × 73 × 68 cm · Versandgewicht ca. 89 kg · Packvolumen 0,73 m³