


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

PEHR PRO

Ref. EL11PRO23SL.1.A66.WF



Maßzeichnung



Zwei-Sektionen-Behandlungstisch speziell für die Physiotherapie. Kopfstütze mit Gesichtskissen und darunterliegenden Armlehnen, positiv/negativ verstellbar. Konturiertes Hauptteil für leichten Patientenzugang. Papierrollenhalter serienmäßig.

PRODUKT

Hersteller	CONFY CARE
Referenz	EL11PRO23SL.1.A66.WF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	197 × 70 cm
Höhenverstellung	48 – 92 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³
Bezugsfarben	Blau oder Grau

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufenden Fußschalter
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Neigbare Kopfstütze und Armlehnen unterhalb der Kopfstütze
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 193 × 70 × 50 cm · Versandgewicht ca. 75 kg · Packvolumen 0,68 m³