

PODOLOGIE-BEHANDLUNGSSTUHL

PODO

Ref. auf Anfrage



Elektrischer Podologie-Behandlungsstuhl mit drei Sektionen und gepolsterten Armlehnen. Rückenlehne und Beinteil weit verstellbar für optimale Behandlungspositionen in Podologie und Fußpflege. Elektrische Höhenverstellung und komfortabler, pflegeleichter Bezug.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	auf Anfrage
Kategorie	Podologie-Behandlungsstuhl
Ausführung	Elektrisch


ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	190 cm
Breite (max.)	91 cm
Höhenverstellung	56 – 100 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch
------------------	------------

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Drei Sektionen: Rücken-, Sitz- und Beinteil
- Verstellbare Rückenlehne (bis 90°)
- Mehrfach verstellbares Beinteil (25° bis -80°)
- Gepolsterte, klappbare Armlehnen
- Kopfteil mit Nackenkissen
- Leichtgängige Rollen
- Strapazierfähiger, pflegeleichter PU-Bezug
- Ideal für Podologie und Fußpflege

VERSAND & VERPACKUNG

Verpackungsdaten auf Anfrage