


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

RILA

Ref. EL032.1.A66.SH.GF



Maßzeichnung



Fünf-Sektionen-Liege für Physiotherapie und Osteopathie. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil, positiv/negativ verstellbare Kopfstütze, fixe Mittelsektion. Papierrollenhalter serienmäßig.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL032.1.A66.SH.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	5

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	48 – 92 cm
Rückenteil-Winkel	+80°

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TiMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m³

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Fünf-Sektionen-Liege für Physiotherapie und Osteopathie
- Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen; fixe Mittelsektion
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug
- Papierrollenhalter serienmäßig

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 194 × 70 × 53 cm · Versandgewicht ca. 65 kg · Packvolumen 0,72 m³