


UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

RILA PRO

Ref. EL032PRO23SL.1.A66.SH.GF



Maßzeichnung



Physiotherapie- und Osteopathietisch mit 5 Sektionen für vielfältige Anwendungen. Höhenverstellbare Armlehnen am Kopfteil für die optimale Bauchlage, Kopfteil positiv/negativ verstellbar, fixe Mittelsektion. Papierrollenhalter serienmäßig.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL032PRO23SL.1.A66.SH.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	5

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm
Rückenteil-Winkel	+75°

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m³
Bezugsfarben	Blau oder Grau

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 193 × 70 × 50 cm · Versandgewicht ca. 86 kg · Packvolumen 0,68 m³