

UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · ELEKTRISCH

ROTH

Ref. EL022AR.1.A66.GF



Zwei-Sektionen-Liege speziell für die Osteopathie, mit Gesichtsöffnung und Stopfen. Klappbare seitliche Armlehnen am Hauptteil (+80 cm Breite). Kopfstütze per Gasdruckfeder positiv/negativ verstellbar. Papierrollenhalter serienmäßig.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL022AR.1.A66.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	48 – 92 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch, umlaufender Fußschalter
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig
Hubzeit	30 Sekunden

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	70 kg/m ³


FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Rollen	einziehbar, Ø 75 mm
Nivellierfüße	ja, für unebene Böden

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	CE, FDA, ISO 13485:2016
Garantie	1 Jahr auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Elektrische Höhenverstellung über umlaufende Steuerung
- Elegantes Design mit abgerundeten Füßen für mehr Sicherheit
- Kopfstütze mit verstellbaren Armlehnen
- Schwer entflammbarer, sehr verschleißfester Vinylbezug

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 199 × 70 × 51 cm · Versandgewicht ca. 64 kg · Packvolumen 0,71 m³