


SCALL PRO

Ref. EL08BPRO23.1.A66.GF



Maßzeichnung



Chiropraktik-Tisch mit Drop-System – vielseitig und wirtschaftlich. Cervical-, Thorakal-, Lumbal- und Pelvis-Drop-Sektionen, manuell mit Spannungsregler. Robuste Struktur und elektrisches Hubsystem für sichere, komfortable und effektive Behandlungen.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL08BPRO23.1.A66.GF
Kategorie	Chiropraktik-Manipulationstisch
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	185 – 200 cm
Breite	65 / 55 cm
Höhenverstellung	56 – 90 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch (Hi-Lo), Fußleiste
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	7,5 cm
Schaumdichte	100 kg/m³

FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
Zertifizierung	ISO 13485 / MDR-CE / FDA-registriert
Garantie	2 Jahre auf Rahmen, elektrische Komponenten und Bezug (außer bei unsachgemäßem Gebrauch)

Merkmale & Ausstattung

- Elektrisches Hi-Lo-System über Fußleiste
- Kopfteil mit Polsterplattform und verstellbarer Breite
- Kopfteil-Hebung über Gasdruckfeder ($\pm 20^\circ$), Höhenverstellung 10 cm
- Seitliche Kopfbewegung $\pm 15^\circ$
- Gepolsterte Fußstütze, höhenverstellbar und ausziehbar
- Vier Drop-Sektionen: zervikal, thorakal, lumbal und pelvin
- 4 einziehbare Rollen mit Zentralarretierung für einfachen Transport

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 192 × 62 × 51 cm · Versandgewicht ca. 92 kg · Packvolumen 0,61 m³