

CHIROPRAKTIK-LIEGE · ELEKTRISCH

SIDO PRO

Ref. EL07PRO23.2.A66.WF



Vielseitiger Chiropraktik-Manipulationstisch mit maximaler Flexibilität. Für Mobilisation, Manipulation, Massage und Bewegungstherapie; Mehrwinkel-Verstellung für Physiotherapie und Reha. Exklusive Funktionen wie Kippung, Inversionslage und untere Lumbalrotation erweitern die therapeutischen Möglichkeiten.

PRODUKT

Hersteller	CONFY CARE
Referenz	EL07PRO23.2.A66.WF
Kategorie	Chiropraktik-Manipulationstisch
Ausführung	Elektrisch (Hi-Lo)


ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	210 cm
Breite	63 / 55 cm
Höhenverstellung	52 – 90 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	elektrisch (Hi-Lo), Fußleiste
Motor	TIMOTION, hochzuverlässig

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Elektrisches Hi-Lo-System über Fußleiste; Winkelverstellung des Oberkörperteils über Taste
- Armlehnen mit Zweipositions-Anpassung
- Kippfunktion zur unterstützten Patientenpositionierung
- Kopfteil mit breitenverstellbarer Polsterplattform
- Kopfteil-Hebung über Gasdruckfeder (–15° bis +35°), Höhenverstellung 10 cm, seitliche Bewegung ±20°
- Zwei Drop-Sektionen: zervikal und thorakal; manueller Lumbaltraktionsmechanismus
- Vertikale Spannungsregelung und horizontale Flexion im Unterkörperteil über T-Bar
- Rotation des Unterkörperteils von 0° bis 20°
- Doppelfunktions-Auszug als Verlängerungsplattform und Trittstufe

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 199 × 70 × 54 cm · Packvolumen 0,75 m³