

UNTERSUCHUNGS- & BEHANDLUNGSLIEGE · HYDRAULISCH

TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF



Behandlungsliege mit Multipositions-Kopfstütze für eine große Bandbreite an Behandlungen und Untersuchungen. Erfüllt vielfältige Anforderungen der manuellen Therapie – zum Vorteil von Patient und Behandler.

PRODUKT

Hersteller	COINFYCARE
Referenz	EL022PRO29.A66.GF
Kategorie	Behandlungs-/Untersuchungsliege
Ausführung	Hydraulisch (Hi-Lo)
Sektionen	2

ABMESSUNGEN

Liegefläche (L × B)	195 × 66 cm
Höhenverstellung	45 – 95,5 cm

ANTRIEB & BEDIENUNG

Höhenverstellung	hydraulisch, Seitenpedal
Hubzeit	12 s

POLSTERUNG & BEZUG

Polsterdicke	5 cm
Schaumdichte	36 kg/m ³


FAHRWERK & AUFSTELLUNG

Nivellierfüße	ja, für unebene Böden
---------------	-----------------------

LEISTUNG & KONFORMITÄT

Belastbarkeit	250 kg
---------------	--------

Maßzeichnung



Merkmale & Ausstattung

- Multipositions-Kopfstütze für vielfältige Behandlungen und Untersuchungen
- Hydraulische Höhenverstellung (Hi-Lo) über Seitenpedal
- Elegantes Design mit abgerundeten Rahmenfüßen für mehr Sicherheit
- Kopfteil mit Gesichtsöffnung und Stopfen sowie gepolsterte, höhenverstellbare Armlehnen
- Geschlossene Basis verdeckt alle technischen Teile – leicht zu reinigen

VERSAND & VERPACKUNG Verpackungsmaß 199 × 70 × 50 cm · Versandgewicht ca. 81 kg · Packvolumen 0,7 m³