


STÓŁ CHIROPRAKTYCZNY · ELEKTRYCZNY

ALMA PRO

Ref. EL07BPRO23SL.2.A66.GF



Rysunek wymiarowy



Nowo zaprojektowany stół chiropraktyczny o szerokim zakresie funkcji – do technik drop, fleksji i dystrakcji. Regulowane sekcje głowy zwiększają wszechstronność; regulatory napięcia i zdejmowany sterownik fleksji T-bar umożliwiają swobodny ruch wokół stołu.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL07BPRO23SL.2.A66.GF
Kategoria	Stół manipulacyjny (chiropraktyka)
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)

WYMIARY

Długość całkowita	185 – 200 cm
Szerokość	65 / 55 cm
Regulacja wysokości	56 – 90 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna (Hi-Lo), listwa nożna
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	7,5 cm
Gęstość pianki	100 kg/m³

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Gwarancja	2 lata na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)
-----------	---

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości (Hi-Lo) i trakcji przez listwę nożną i przycisk
- Sekcja głowowa: wyścielana platforma o regulowanej szerokości, zagłówek na sprężynie gazowej ($\pm 20^\circ$), regulacja wysokości 10 cm, ruch boczny $\pm 15^\circ$
- Pasy pomocnicze w zestawie
- Cztery sekcje drop: szyjna, piersiowa, lędźwiowa i miedniczna
- Zmotoryzowany, regulowany mechanizm trakcji lędźwiowej
- Separacja brzuszna: sekcję piersiową można unieść dla bardziej zróżnicowanych metod zabiegowych
- Pionowa regulacja napięcia i pozioma fleksja dolnej części ciała przez T-bar

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 176 × 72 × 74 cm · Waga wysyłkowa ok. 118 kg · Objętość opakowania 0,94 m³