


STÓŁ CHIROPRAKTYCZNY · ELEKTRYCZNY

APPA

Ref. ELT08F.1.A66.WF



Rysunek wymiarowy



Wysokiej jakości stół chiropraktyczny z kolumną centralną. 6 sekcji i elektryczna regulacja wysokości włącznikiem nożnym. 4 regulowane pedałem drop: szyjny, piersiowy, lędźwiowy i miedniczny. Trwała, antybakteryjna tapicerka. 2 lata gwarancji.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	ELT08F.1.A66.WF
Kategoria	Stół manipulacyjny (chiropraktyka)
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)

WYMIARY

Długość całkowita	185 – 198 cm
Szerokość	62 / 55 cm
Regulacja wysokości	60 – 80 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna (Hi-Lo), listwa nożna
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	23 sekundy

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	7 cm
Gęstość pianki	100 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub ciemnoszary

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	2 lata na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości włącznikiem nożnym
- Zagiętek regulowany na wysokość i otwarcie
- Wsuwany podnóżek
- 4 regulowane pedałem drop: szyjny, piersiowy, lędźwiowy i miedniczny
- Elegancki design z dwoma kółkami jednokierunkowymi
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Uchwyt na rolkę papieru w zestawie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 201 × 73 × 82 cm · Waga wysyłkowa ok. 152 kg · Objętość opakowania 1,2 m³