


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

BATEC

Ref. 75.EL02C.2.A66.WF



Rysunek wymiarowy



Solidny dwusekcyjny stół kardiologiczny o wysokiej nośności i komforcie pacjenta. Tapicerka z przeszzywaniem krawędziami, centralnie blokowane kółka, elektryczne oparcie i dwa wycięcia kardiologiczne dla optymalnego dostępu. Standardowy włącznik nożny – gotowy do użycia bez montażu.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	75.EL02C.2.A66.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 70 cm
Regulacja wysokości	58 – 102 cm
Kąt oparcia	+75°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
---------------------	---

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg
--------------------	---------------------------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016

Cechy i wyposażenie

- Solidny dwusekcyjny stół kardiologiczny o wysokiej nośności
- Elektryczne oparcie dla płynnej, bezwysiłkowej pracy
- Dwa wycięcia kardiologiczne dla łatwiejszego dostępu do pacjenta
- Wygodna tapicerka z przeszzywaniem krawędziami dla większej trwałości
- Centralnie blokowane kółka
- Standardowy włącznik nożny – gotowy do użycia bez montażu
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 75 × 61 cm · Waga wysyłkowa ok. 65 kg · Objętość opakowania 0,91 m³