


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

BOBATH

Ref. EL02W.1.A66.WF



Rysunek wymiarowy



Dwusekcyjny stół Bobath do rehabilitacji i leczenia zaburzeń neuromotorycznych. Duża powierzchnia z dużą przestrzenią dla pacjenta i terapeuty. Trzy otwory na twarz z zatyczkami dla maksymalnej elastyczności.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL02W.1.A66.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	190 × 120 cm
Regulacja wysokości	49 – 93 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TiMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z 3 otworami na twarz i zatyczkami
- Bardzo szeroka powierzchnia: 120 cm
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 194 × 124 × 53 cm · Waga wysyłkowa ok. 101 kg · Objętość opakowania 1,28 m³