

LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

BROM

Ref. EL03E.1.A66.WF



Trzysekcyjny stół zabiegowy do ośrodków medycznych, z otworem na twarz i zatyczką. Elektryczna regulacja wysokości; sekcje pleców i nóg sprężyną gazową. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

PRODUKT

Producent	CONFY CARE
Nr referencyjny	EL03E.1.A66.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	3

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 70 cm
Regulacja wysokości	48 – 92 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m ³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary


PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości sterowaniem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 186 × 70 × 54 cm · Waga wysyłkowa ok. 65 kg · Objętość opakowania 0,7 m³