


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

BROM PRO

Ref. EL03EPRO23SL.1.A66.GF



Rysunek wymiarowy



Trzysekcyjny stół zabiegowy, idealny do ośrodków medycznych, z otworem na twarz i zatyczką. Elektryczna regulacja wysokości; sekcje pleców i nóg regulowane sprężyną gazową. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL03EPRO23SL.1.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	3

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 70 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm
Kąt oparcia	+65° / +40°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m ³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości włącznikiem nożnym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Pokrycie z bardzo trwałego, trudnopalnego winylu

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 186 × 70 × 54 cm · Waga wysyłkowa ok. 82 kg · Objętość opakowania 0,7 m³