

TABORET JEZDNY Z PODŁOKIETNIKIEM

CORE

Ref. MA15AR.A66



Okrągły taboret z podłokietnikiem obrotowym 360° dla łatwego ruchu i dopasowania do różnych pozycji pracy. Ruchome obrotowe siedzisko odcciążające nogi – dla komfortu i ergonomii w ciągłym użytkowaniu.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	MA15AR.A66
Kategoria	Taboret jezdny z podłokietnikiem
Wersja	Podnośnik gazowy, obrotowy

WYMIARY

Średnica siedziska	40 cm
Regulacja wysokości	48 – 64 cm
Podstawa	Ø 58 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	podnośnik gazowy
---------------------	------------------


TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	7 cm
-------------------	------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	160 kg
---------	--------

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Okrągły taboret z podłokietnikiem obrotowym 360°
- Ruchome obrotowe siedzisko odcciążające nogi
- Do ergonomicznego użytku ciągłego

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 57 × 25 × 55 cm · Waga wysyłkowa ok. 14 kg · Objętość opakowania 0,08 m³