


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

ENID

Ref. EL02.1.A66.GF



Rysunek wymiarowy



Solidny dwusekcyjny stół do intensywnego użytku w fizjoterapii i medycynie. Elegancki design ze standardowym obwodowym włącznikiem nożnym – gotowy do użycia od razu.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL02.1.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	48 – 92 cm
Kąt oparcia	+70° / -20°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Bardzo trwała, trudnopalna tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 74 × 51 cm · Waga wysyłkowa ok. 60 kg · Objętość opakowania 0,75 m³