

FOTEL ZABIEGOWY

ENT

Ref. ELT35.4.A66.WF



Wielofunkcyjny elektryczny fotel zabiegowy do diagnostyki i terapii w okulistyce, chirurgii plastycznej i laryngologii. Cztery silniki sterują wysokością, oparciem i podnóżkiem; w tym pozycja Trendelenburga oraz ustawienia pozycji siedzącej lub płaskiej. Zagłówek z regulacją kąta; wysoce odporna szara tapicerka PVC.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	ELT35.4.A66.WF
Kategoria	Fotel zabiegowy
Wersja	Elektryczny

WYMIARY

Długość całkowita	198 cm
Szerokość	90 cm
Regulacja wysokości	59 – 89 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna
---------------------	-------------

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	75 mm
Gęstość pianki	36 kg/m ³


PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	Ø 125 mm
-------	----------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Elektryczna praca Hi-Lo i regulacja kąta przez sterownik ręczny
- Luksusowa, miękka i wygodna poduszka pod głowę
- Wygodny, profilowany blat ze składanymi podłokietnikami
- Tacka na odpady w zestawie
- Smukły design z zaokrąglonymi nogami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Wyściełane, zdejmowane podłokietniki
- Tapicerka: winyl PVC odporny na ogień, plamy, pleśń, olej, wodę i zużycie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 169 × 73 × 78 cm · Waga wysyłkowa ok. 146 kg · Objętość opakowania 0,96 m³