

LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · STAŁA

FIX

Ref. FIXMT02.A66.WF



Stała leżanka zabiegowa – koń roboczy każdego gabinetu. Płaskie opakowanie, montaż w dwie minuty; biała rama z ciemnoszarą tapicerką. Wytrzymała, antybakteryjna tapicerka, dostępna w kolorze niebieskim lub szarym.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	FIXMT02.A66.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Stała
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 70 cm
Wysokość (stała)	70 cm
Kąt oparcia	0° – 75°


TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m ³

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	225 kg
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Kąt oparcia: 0° do 75°

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 197 × 73 × 14 cm · Waga wysyłkowa ok. 38 kg · Objętość opakowania 0,2 m³