


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

GALLEY

Ref. EL05ARSL.2.A66.SH.GF



Rysunek wymiarowy



Siedmiosekccyjny stół fizjoterapeutyczny do wszechstronnych zastosowań. Regulowane podłokietniki przy zagłówku do pozycji na brzuchu. Dwa silniki (wysokość i elektryczna kifoza). Sekcja środkowa ze składanymi podłokietnikami (do 90 cm szerokości) i uchwytem na rolkę papieru.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL05ARSL.2.A66.SH.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	7

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	51 – 94 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości sterowaniem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Standardowy system blokady bezpieczeństwa
- Podłokietniki przy sekcji głowowej
- Składane podłokietniki w sekcji środkowej (do 90 cm szerokości)
- Pokrycie z bardzo trwałego, trudnopalnego winylu
- Kolor tapicerki: szary

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 195 × 70 × 58 cm · Waga wysyłkowa ok. 76 kg · Objętość opakowania 0,79 m³