


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

GUTH

Ref. EL022.1.A66.SH.GF



Rysunek wymiarowy



Dwusekcyjny stół fizjoterapeutyczny z regulowanymi na wysokość podłokietnikami przy zagłówku dla optymalnej pozycji na brzuchu. Zagłówek regulowany dodatnio i ujemnie – do technik szyjnych i czaszkowych.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL022.1.A66.SH.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	48 – 92 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z regulowanymi podłokietnikami
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 70 × 51 cm · Waga wysyłkowa ok. 64 kg · Objętość opakowania 0,71 m³