


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

GUTH PRO

Ref. EL022PRO23SL.1.A66.SH.WF



Rysunek wymiarowy



Elektryczny stół zabiegowy z 2 sekcjami i podłokietnikami oraz wielopozycyjnym zagłówkiem, rozszerzający możliwości zabiegowe i diagnostyczne. Ergonomiczny i bezpieczny dla pacjenta i terapeuty.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL022PRO23SL.1.A66.SH.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	202 × 68 cm
Regulacja wysokości	43 – 93 cm
Kąt zagłówka	-55° bis +45°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Gęstość pianki	36 kg/m³
----------------	----------

PODWOZIE I USTAWIENIE

Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg
--------------------	---------------------------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016

Cechy i wyposażenie

- Regulowana sekcja głowowa, kąt -55° do +45°
- Elektryczna praca Hi-Lo przez obwodową listwę nożną
- Smukły design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z podłokietnikami dla maksymalnego komfortu w pozycji na brzuchu
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Tapicerka: trudnopalny winyl PVC zgodny z BS 5852, odporny na plamy, pleśń i zużycie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 70 × 54 cm · Waga wysyłkowa ok. 82 kg · Objętość opakowania 0,75 m³