

LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

JULL PRO

Ref. EL03PRO23.1.A66.GF



Stół zabiegowy z krótką sekcją głowową jako solidna, stabilna platforma. Wspomagane sprężyną gazową sekcje pleców i głowy oraz cichy elektryczny system Hi-Lo – wyważony stosunek wydajności, funkcji i ceny.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL03PRO23.1.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	3

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność



PODWOZIE I USTAWIENIE

Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg
--------------------	---------------------------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
---------	--------

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Regulowany kąt: sekcja głowowa -55° do +45°, sekcja nóg 0° do +75°
- Elektryczna praca Hi-Lo przez obwodową listwę nożną
- Smukły design z zaokrąglonymi nogami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką dla maksymalnego komfortu w pozycji na brzuchu
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie
- Wyściółka 5 cm o gęstości pianki 36 kg/m³

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 195 × 60 × 50 cm · Waga wysyłkowa ok. 94 kg · Objętość opakowania 0,58 m³