



LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · HYDRAULICZNA

LING PRO

Ref. EL02PRO29.A66.GF



Rysunek wymiarowy



Solidny dwusekcyjny stół zabiegowy do wymagającej codziennej pracy – zarówno w ruchliwej fizjoterapii, jak i w małym gabinecie ogólnym. Niezawodne, doskonałe działanie.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL02PRO29.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Hydrauliczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm
Kąt oparcia	+70° / -20°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	hydrauliczna, pedał boczny
Czas podnoszenia	12 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub ciemnoszary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Hydrauliczna regulacja wysokości stołu
- Smukły design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Bardzo trwała, trudnopalna tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 70 × 52 cm · Waga wysyłkowa ok. 77 kg · Objętość opakowania 0,72 m³