


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · HYDRAULICZNA

MAIT PRO

Ref. EL032PRO29.A66.GF



Rysunek wymiarowy



Bardzo popularny wśród fizjoterapeutów: cichy, trwały hydrauliczny system podnoszenia/opuszczania przez boczny pedał oraz duży zakres ruchu zagłówka i oparcia. Optymalne ułożenie pacjenta przy zmniejszonym obciążeniu terapeuty.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL032PRO29.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Hydrauliczna (Hi-Lo)
Sekcje	3

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	hydrauliczna, pedał boczny
Czas podnoszenia i opuszczania:	12 s

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg
--------------------	---------------------------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
---------	--------

Cechy i wyposażenie

- Regulowany kąt: sekcja głowowa -55° do +45°, sekcja nóg 0° do +75°
- Hydrauliczna regulacja wysokości (Hi-Lo) przez boczny pedał
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką oraz wyściełane, regulowane na wysokość podłokietniki
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 70 × 50 cm · Waga wysyłkowa ok. 85 kg · Objętość opakowania 0,7 m³