


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

NOTT PRO

Ref. EL05PRO23SL.2.A66.SH.GF



Rysunek wymiarowy



Pięciosekccyjny stół fizjoterapeutyczny do wszechstronnych zastosowań. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku do pozycji na brzuchu. Dwa silniki: regulacja wysokości i elektryczna kifoza. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL05PRO23SL.2.A66.SH.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	5

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Regulowana sekcja środkowa (elektryczna kifoza)
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Oparcie z otworem na twarz i zatyczką
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 193 × 70 × 51 cm · Waga wysyłkowa ok. 98 kg · Objętość opakowania 0,69 m³