

FOTEL GINEKOLOGICZNY

OB

Ref. EL3603.2.A66.WF



Elektryczny fotel ginekologiczny do badań ogólnych – niezbędny w klinice, przychodni i gabinecie. Dwa silniki regulacji wysokości i pochylenia siedziska zapewniają optymalną obsługę; szara medyczna tapicerka PVC, wysoce odporna i łatwa do czyszczenia.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL3603.2.A66.WF
Kategoria	Fotel ginekologiczny
Wersja	Elektryczny

WYMIARY

Długość całkowita	185 cm
Szerokość	60 cm
Regulacja wysokości	62 – 104 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna
Silnik	TiMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m ³


PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości i pochylenia siedziska przez pedał
- Elegancki design z zaokrąglonymi nogami dla większego bezpieczeństwa
- W zestawie podnóżki i podpórki na nogi
- W zestawie tacka na odpady i barierki boczne
- Sekcja wypełniająca do zastosowań ogólnych
- Tapicerka: wysoce odporny winyl PVC, odporny na ogień, plamy, pleśń, olej, wodę i zużycie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 148 × 73 × 68 cm · Waga wysyłkowa ok. 89 kg · Objętość opakowania 0,73 m³