


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

PEHR PRO

Ref. EL11PRO23SL.1.A66.WF



Rysunek wymiarowy



Dwusekcyjny stół zabiegowy do fizjoterapii. Zagłówek z poduszką na twarz i podłokietnikami pod nim, regulacja dodatnia/ujemna. Profilowana część główna dla łatwego dostępu pacjenta. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL11PRO23SL.1.A66.WF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	197 × 70 cm
Regulacja wysokości	48 – 92 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elektryczna regulacja wysokości nożnym włącznikiem obwodowym
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Odchylany zagłówek i podłokietniki pod nim
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 193 × 70 × 50 cm · Waga wysyłkowa ok. 75 kg · Objętość opakowania 0,68 m³