

TABORET SIODŁOWY Z PODNÓŻKIEM

RIDE FR

Ref. auf Anfrage



Ergonomiczny taboret siodłowy z regulowanym podnóżkiem do aktywnego siedzenia w podwyższonej pozycji. Siedzisko siodłowe, chromowana podstawa gwiazdzista z 5 kółkami i regulacją wysokości podnóżnikiem gazowym.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	na zapytanie
Kategoria	Taboret siodłowy z podnóżkiem
Wersja	Podnóżnik gazowy, obrotowy

WYMIARY

Średnica siedziska	35 cm
Regulacja wysokości	51 – 71 cm
Podstawa	Ø 48 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	podnóżnik gazowy
---------------------	------------------


TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	4 cm
-------------------	------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	160 kg
---------	--------

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Ergonomiczne siedzisko siodłowe
- Regulowany na wysokość podnóżek
- Chromowana podstawa gwiazdzista z 5 kółkami
- Materiał tapicerki: PU

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 43 × 43 × 18 cm · Waga wysyłkowa ok. 5 kg · Objętość opakowania 0,04 m³