


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

RILA

Ref. EL032.1.A66.SH.GF



Rysunek wymiarowy



Pięciosekccyjna leżanka do fizjoterapii i osteopatii. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku, zagłówek dodatnio/ujemnie, stała sekcja środkowa. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL032.1.A66.SH.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	5

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	48 – 92 cm
Kąt oparcia	+80°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Pięciosekccyjna leżanka do fizjoterapii i osteopatii
- Sekcja głowowa z regulowanymi podłokietnikami
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką; stała sekcja środkowa
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa
- Uchwyt na rolkę papieru w standardzie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 194 × 70 × 53 cm · Waga wysyłkowa ok. 65 kg · Objętość opakowania 0,72 m³