


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

RILA PRO

Ref. EL032PRO23SL.1.A66.SH.GF



Rysunek wymiarowy



Stół do fizjoterapii i osteopatii z 5 sekcjami do wszechstronnych zastosowań. Regulowane na wysokość podłokietniki przy zagłówku, zagłówek regulowany dodatnio/ujemnie, stała sekcja środkowa. Uchwyt na rolkę papieru w standardzie.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL032PRO23SL.1.A66.SH.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	5

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm
Kąt oparcia	+75°

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność
Czas podnoszenia	30 sekund

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³
Kolory tapicerki	niebieski lub szary

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016
Gwarancja	1 rok na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Cechy i wyposażenie

- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z regulowanymi podłokietnikami
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 193 × 70 × 50 cm · Waga wysyłkowa ok. 86 kg · Objętość opakowania 0,68 m³