

STÓŁ CHIROPRAKTYCZNY · ELEKTRYCZNY

SCALL PRO

Ref. EL08BPRO23.1.A66.GF



Stół chiropraktyczny z systemem drop – wszechstronny i ekonomiczny. Sekcje drop szyjna, piersiowa, lędźwiowa i miedniczna, manualne z regulatorem napięcia. Solidna konstrukcja i elektryczny system podnoszenia dla bezpiecznych, komfortowych i skutecznych zabiegów.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL08BPRO23.1.A66.GF
Kategoria	Stół manipulacyjny (chiropraktyka)
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)

WYMIARY

Długość całkowita	185 – 200 cm
Szerokość	65 / 55 cm
Regulacja wysokości	56 – 90 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna (Hi-Lo), listwa nożna
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	7,5 cm
Gęstość pianki	100 kg/m³


PODWOZIE I USTAWIENIE

Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg
--------------------	---------------------------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	ISO 13485 / MDR-CE / rejestracja FDA
Gwarancja	2 lata na ramę, komponenty elektryczne i tapicerkę (poza nieprawidłowym użytkowaniem)

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Elektryczny system Hi-Lo przez listwę nożną
- Sekcja głowowa z wyścielną platformą o regulowanej szerokości
- Uniesienie głowy sprężyną gazową ($\pm 20^\circ$), regulacja wysokości 10 cm
- Boczny ruch głowy $\pm 15^\circ$
- Wyścielany podnóżek, regulowany na wysokość i wysuwany
- Cztery sekcje drop: szyjna, piersiowa, lędźwiowa i miedniczna

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 192 × 62 × 51 cm · Waga wysyłkowa ok. 92 kg · Objętość opakowania 0,61 m³