


LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · ELEKTRYCZNA

STILL

Ref. EL052PRO23SL.2.A66.GF



Rysunek wymiarowy



Siedmiosekccyjny stół zabiegowy z mocną, cichą elektryczną regulacją wysokości (Hi-Lo) przez obwodową listwę nożną oraz elektrycznym drenażem ułożeniowym przez boczny przycisk. Duży zakres ruchu sekcji głowy i pleców.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL052PRO23SL.2.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)
Sekcje	7

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	51 – 94 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna, obwodowy przełącznik nożny
Silnik	TIMOTION, wysoka niezawodność

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³

PODWOZIE I USTAWIENIE

Kółka	chowane, Ø 75 mm
Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
Certyfikacja	CE, FDA, ISO 13485:2016

Cechy i wyposażenie

- Mocna, cicha elektryczna regulacja wysokości (Hi-Lo) przez obwodową listwę nożną
- Elektryczny drenaż ułożeniowy przez boczny przycisk
- Duży zakres ruchu sekcji głowy i pleców
- Siedem sekcji do wszechstronnych zastosowań
- Trudnopalna, bardzo odporna na zużycie tapicerka winylowa

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 205 × 50 × 75 cm · Waga wysyłkowa ok. 101 kg · Objętość opakowania 0,77 m³