

TABORET JEZDNY Z OPARCIEM

SUPP

Ref. MA13BR.A66



Okrągły taboret roboczy z oparciem; siedzisko i oparcie wyściełane i pokryte wysokiej jakości, trudnopalnym winylem. Pianka memory o wysokiej gęstości dla komfortu i ergonomicznego podparcia podczas długiego użytkowania.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	MA13BR.A66
Kategoria	Taboret jezdny z oparciem
Wersja	Podnośnik gazowy, obrotowy

WYMIARY

Średnica siedziska	40 cm
Regulacja wysokości	47 – 63 cm
Podstawa	Ø 58 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	podnośnik gazowy
---------------------	------------------


TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
-------------------	------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	160 kg
---------	--------

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Okrągły taboret z oparciem
- Siedzisko i oparcie wyściełane, trudnopalna tapicerka winylowa
- Pianka memory o wysokiej gęstości dla ergonomicznego komfortu

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 57 × 22 × 55 cm · Waga wysyłkowa ok. 11 kg · Objętość opakowania 0,07 m³