

LEŻANKA DO BADAŃ I ZABIEGÓW · HYDRAULICZNA

TENB PRO

Ref. EL022PRO29.A66.GF



Leżanka zabiegowa z wielopozycyjnym zagłówkiem do szerokiego zakresu zabiegów i badań. Spełnia różnorodne wymagania terapii manualnej – z korzyścią dla pacjenta i terapeuty.

PRODUKT

Producent	COINFYCARE
Nr referencyjny	EL022PRO29.A66.GF
Kategoria	Leżanka do badań i zabiegów
Wersja	Hydrauliczna (Hi-Lo)
Sekcje	2

WYMIARY

Powierzchnia leżyska (dł. × szer.)	195 × 66 cm
Regulacja wysokości	45 – 95,5 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	hydrauliczna, pedał boczny
Czas podnoszenia i opuszczania	12 s

TAPICERKA I POKRYCIE

Grubość wyściółki	5 cm
Gęstość pianki	36 kg/m³


PODWOZIE I USTAWIENIE

Stopki poziomujące	tak, do nierównych podłóg
--------------------	---------------------------

WYDAJNOŚĆ I ZGODNOŚĆ

Nośność	250 kg
---------	--------

Rysunek wymiarowy



Cechy i wyposażenie

- Wielopozycyjny zagłówek do szerokiego zakresu zabiegów i badań
- Hydrauliczna regulacja wysokości (Hi-Lo) przez boczny pedał
- Elegancki design z zaokrąglonymi nóżkami ramy dla większego bezpieczeństwa
- Sekcja głowowa z otworem na twarz i zatyczką oraz wyścielane, regulowane na wysokość podłokietniki
- W pełni zabudowana podstawa zakrywa wszystkie elementy techniczne – łatwe czyszczenie

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 70 × 50 cm · Waga wysyłkowa ok. 81 kg · Objętość opakowania 0,7 m³